

Link do produktu: <https://www.fixpharma.pl/ratownik-zel-do-twarzy-z-kwasem-hialuronowym-dr-retter-30-ml-p-569.html>



Ratownik, żel do twarzy z kwasem hialuronowym, Dr. Retter, 30 ml

Cena	16,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Kod EAN	5904913544123
Producent	Dr Retter

Opis produktu

Ratownik, żel do twarzy z kwasem hialuronowym, Dr. Retter, 30 ml

Zastosowanie: unikalna, synergiczna formuła preparatu na bazie kwasu hialuronowego o masie nisko-cząsteczkowej [10 mg/g] oraz kwasu hialuronowego o masie wysoko-cząsteczkowej [20 mg/g] ze względu na swoją wysoką hydrofilowość przyczynia się do utrzymania normalnego bilansu wodnego w komórkach cery i znacznie obniża poziom transepidermalnej utraty wody.

Preparat intensywnie zmiękcza, nawilża i chroni cerę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, czyniąc ją elastyczną, gładką i delikatną. Podwyższa poziom nawilżania zrogowaciałej warstwy naskórka i jędrności skóry, zmniejsza głębokość zmarszczek i zapobiega powstawaniu nowych

Żel jest niezastąpiony w regeneracji i odbudowie zdrowego wyglądu cery po zabiegach, związanych z działaniem na cerę promieni laserowych, różnych preparatów leczniczych lub ingerencji chirurgicznej. Preparat szybko i skutecznie działa przy oparzeniach słonecznych oraz oparzeniach w wyniku korzystania z solarium.

Preparat łatwo rozprowadza się na całej powierzchni cery, tworząc cienki film ochronny, zapobiegający nadmiernej utracie wody oraz aktywnie wchłania wodę z powietrza, co powoduje zwiększenie zawartości wody w zrogowaciałej warstwie.

OPIS MECHANIZMU DZIAŁANIA KWASU HIALURONOWEGO

Kwas hialuronowy (INCI*: Hyaluronic Acid) – to jest ważny element strukturalny skóry; polisacharyd, wchodzący w skład macierzy międzykomórkowej tkanek łącznych.

Kwas hialuronowy posiada nie tylko intensywne właściwości nawilżające, a także pełni biologiczną funkcję regenerującą, antywirusową i bakteriobójczą; ma właściwości przeciwzapalne.

Kwas hialuronowy posiada wysoką zdolność wchłaniania, nie wywołuje reakcji alergicznych i jest absolutnie biologicznie synergiczny.

Sposób użycia: preparat nanieść bezpośrednio z tubki na czystą i suchą cerę. Po naniesieniu wykonać lekki masaż ruchami poklepującymi, aby pobudzić pracę naczyń krwionośnych i zwiększyć wchłanianie żelu.

Przeciwwskazania: indywidualna nietolerancja składników, zawartych w preparacie.